

Lift, Rampen, Rollstuhlverladesysteme

Linear - Rollstuhllift

Mit Hilfe des Rollstuhllifts „Linear“ können Rollstuhlfahrer eigenständig und ohne fremde Hilfe in das Auto einsteigen.

Der Rollstuhllift lässt sich mit Hilfe einer Kabel- bzw. Funkfernbedienung bedienen. Im Notfall ist eine Handbedienung möglich.

Der Einbau ist prinzipiell in Kleinbussen und Großraumlimousinen möglich, sollte jedoch vor dem Autokauf mit uns abgestimmt werden.

