

Aufsteh- und Einstieghilfen

Schwenksitz/Dreh- und Hebetechnik

Der Turny Schwenk- und Hebesitz ermöglicht dem Rollstuhlfahrer ein erleichtertes Ein- und Aussteigen. Bequem kann der Sitz von der Fahrtrichtung zur Tür gedreht und auf Rollstuhlhöhe abgesenkt werden und erleichtert somit das oftmals beschwerliche umsetzen. Gerade bei höheren Autos, wie zum Beispiel Bussen kann die Anschaffung eines Schwenk- und Hebesitzes sehr sinnvoll sein.



Erweiterung Rollsystem:

Durch den Carony® Schwenksitz wird das kräfteaubende Umsetzen des Fahrers zur Geschichte. Denn der Carony® ist eine Kombination aus Rollstuhl und Autositz, der durch sein ergonomisches Design mit sehr hohem Sitzkomfort besticht. Mit einer Breite von gerade einmal 67 cm ist er perfekt für den Einsatz im Auto, aber auch im Haus oder Freien ausgelegt.

