



Lift, Rampen, Rollstuhlverladesysteme

Rausch-Rollstuhlverladesysteme

- 1 Die Rollstuhlverladung mit dem Ladeboy Kofferraum S stehend macht das Verladen des Rollstuhls sehr einfach. Die Kippstützen werden eingeklappt oder abgenommen (je nach Modell und Ausführung des Rollstuhls). Der Rollstuhl wird gefaltet rückwärts an den LADEBOY S angefahren, die Arretierbügel über die Griffe gelegt. Per Knopfdruck wird der Rollstuhl eingeladen. Auch Rollstühle mit Elektroantrieb wie emotion oder e-fix können mit zusätzlichen Adaptionen verladen werden.
In der Standardversion können Faltrollstühle bis 20 Kg verladen werden.
In der Maximumversion können Faltrollstühle bis 50 Kg verladen werden.
- 2 Der Ladeboy S2 macht das Verladen des Rollstuhls vom Fahrersitz aus möglich. Mit der Fernbedienung wird die automatische Schwenk- oder Schiebetüre als auch Ihr Rollstuhl in Bewegung gesetzt. Das System ist kompatibel mit e-fix+e-motion.
Der LADEBOY S2 kann auf Wunsch – mit einem Schwenkmodul ausgestattet werden.
Der Einbau des Rollstuhlverladesystems eignet sich für alle Fahrzeuge mit mindestens 4 Türen.
In der Standardversion können Faltrollstühle bis 20 Kg verladen werden
In der Maximumversion können Faltrollstühle bis 38 Kg verladen werden
- 3 Der Ladeboy ist in Verbindung mit dem Sonderhalter MovingStar in der Lage auch E-Rollstühle wie den ergoflix ohne Anstrengung im Kofferraum zu verladen.

Hinweis:

Sprechen sie uns gerne an bevor sie sich Fahrzeug zulegen wollen. Wir beraten sie gerne in welches Fahrzeug die für sie nötigen Rollstuhlverladesysteme ohne Probleme verbaut werden können.

